

PRRS

Pressure relief systems

Het **B.A.S.E.™** gamma van alternerende zitkussens is uitgerust met rijen van verbonden luchtcellen die zich aanpassen aan de vormen van het lichaam. Op deze manier garanderen ze een evenwichtige drukverdeling en zorgen ze voor een drukverlagende ondersteuning voor de zittende patiënt



La gamme **B.A.S.E.™** de systèmes de siège alternants est équipée de bandes de cellules d'air interconnectées qui s'adaptent aux contours du corps afin de stimuler une distribution de la pression d'interface plus égale, de diminuer la pression sur le patient assis et d'augmenter le support.

B.A.S.E.™ ALTERNATING kussen

Coussin B.A.S.E.™ ALTERNATING



- ➔ Uitgerust met een alternerend 1 op 2 systeem, voor drukverlagende zorg van patiënten tot hoog risico
- ➔ Aansluitbaar op het elektriciteitsnet
- ➔ Bi-elastische, waterdichte en ademende hoes

- ➔ Cycle alternant de pression d'air de 1 à 2
- ➔ Peut être connectée au réseau électrique
- ➔ Housse bi-élastique respirante, imperméable à l'eau

B.A.S.E.™ SEQUENTIAL kussen

Coussin B.A.S.E.™ SEQUENTIAL



- ➔ Uitgerust met een alternerend 1 op 4 systeem, voor drukverlagende ondersteuning van patiënten met een zeer hoog risico
- ➔ Verkrijgbaar met de QUATTRO OVERLAY™ pomp voor het elektriciteitsnet, of met een MOBILE™ elektronische pomp met batterij. Deze pomp kan tot 20 uur onafhankelijk werken !
- ➔ Kan samen met de QUATTRO OVERLAY™ of de QUATTRO PLUS™ matras gebruikt worden voor een drukverlagende ondersteuning de klok rond !
- ➔ Bi-elastische, waterdichte en ademende hoes

- ➔ Cycle alternant de pression à air de 1 sur 4
- ➔ Disponible avec la pompe électrique du QUATTRO OVERLAY™ ou avec la batterie MOBILE™ actionnée par une pompe électrique opérationnelle pendant environ 20 heures !
- ➔ Peut être utilisé avec les systèmes de matelas QUATTRO OVERLAY™ ou QUATTRO PLUS™ pour assurer la continuité thérapeutique du patient pendant 24 heures !
- ➔ Housse bi-élastique respirante, imperméable à l'eau



B.A.S.E.™ RECLINER MAT™
Cousin B.A.S.E.™ RECLINER MAT™

B.A.S.E.™ kussen met mobiele pomp
Cousin B.A.S.E.™ avec pompe mobile

	B.A.S.E.™ ALTERNATING met Duocare pomp avec pompe Duocare	B.A.S.E.™ SEQUENTIAL met Quattro pomp avec pompe Quattro	B.A.S.E.™ SEQUENTIAL met mobiele pomp avec pompe mobile	B.A.S.E.™ RECLINER MAT™ met Quattro pomp avec pompe Quattro	B.A.S.E.™ RECLINER MAT™ met mobiele pomp avec pompe mobile	
Afmetingen van de pomp						Dimensions de la pompe
Breedte	325 mm	325 mm	205 mm	325 mm	205 mm	Largeur
Hoogte	233 mm	233 mm	84 mm	233 mm	84 mm	Hauteur
Diepte	165 mm	165 mm	205 mm	165 mm	205 mm	Profondeur
Gewicht van de pomp	3.4 kg	3.4 kg	1.5 kg	3.4 kg	1.5 kg	Poids de la pompe
Cyclus type	1 / 2	1 / 4	1 / 4	1 / 4	1 / 4	Type de cycle
Cyclus tijd	10 min	15 min	variabel	15 min	variabel	Temps du cycle
Afmetingen van de kussen						Dimensions du coussin
Lengte	430 mm	430 mm	430 mm	1080 mm	1080 mm	Longueur
Breedte	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	Largeur
Hoogte	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	Hauteur
Gewicht van de matras	1.9 kg	1.9 kg	1.9 kg	3.9 kg	3.9 kg	Poids du matelas
Binnenkant	luchtdrukcellen in PVC / CMFR schuim			cellules à air PVC / mousse CMFR		Construction interne
Buitenkant	stretch nylon met PU coating			stretchnylon avec coating PU		Construction externe
Aantal cellen	48	48	48	120	120	Nombre de cellules
Max. gewicht patient	102 kg	127 kg	127 kg	127	127	Poids max. du patient
Min. gewicht patient	geen / aucun	geen / aucun	geen / aucun	geen / aucun	geen / aucun	Poids min. du patient