

## VENTURI - TOPICAL NEGATIVE PRESSURE (TNP)

Het Venturi TNP systeem is een efficiënte behandeling voor vele wonden waaronder doorligwonden, diabetische/neuropatische zweren, post chirurgische wonden, ...

Le système Venturi TNP est un système qui garanti l'efficacité du traitement de plaies difficiles, comme des escarres, des plaies diabétiques, neuropathiques, post-opératives, ...

**VENTURI**<sup>TM</sup>  
NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY




De medische voordelen bij gebruik van het Venturi systeem zijn onder andere:

- Verwijdert overtollig vocht en oedeem
- Helpt de wondcontractie
- Stimuleert de granulatie van het weefsel
- Beschermst tegen externe besmetting
- Verhoogt de vasculaire doorbloeding
- Vermindert wond 'bioburden'
- Herstelt de connectieve matrix
- Bevordert de maturiteit van epithele cellen
- Behoudt een vochtige wondomgeving

Les avantages cliniques de l'utilisation du système Venturi sont parmi d'autres:

- Elimine les liquides et oedème superflus
- Favorise la cicatrisation de la plaie
- Stimule la croissance du tissu granulaire
- Protège contre des contaminations externes
- Augmente la perfusion vasculaire
- Diminue le bioburden de la plaie
- Favorise la régénération du matrix connectif
- Favorise la maturation d'épithélium
- Maintien un environnement humide de la plaie



Platte drain / drain plat




Kanaal drain / Drain canale



TNP wordt toegepast door het Venturi wond afsluitpakket, dit bestaat uit een gaas (dat bevochtigd met fysiologisch serum wordt aangebracht), een siliconen drain en doorschijnende kleefilm. Er zijn verschillende types drain beschikbaar en tesamen met verschillende gaas-groottes, kan elk type wonde behandeld worden.

TNP est appliqué en utilisant un kit de Venturi composé d'une gaze humidifiée au serum physiologique, d'un drain en silicone et d'un film autocollant transparent. Dans la mesure où il existe 2 types de drains et plusieurs dimensions de gazes, chacun type de plaie peut être traité.



Gebruik van het Venturi wond verband pakket

Usage du kit Venturi



Het Venturi systeem kan aan het bed / infuushouder bevestigd worden maar is ook draagbaar.

Le système Venturi se fixe au lit / à la potence mais il est également portable (batterie).

### Afmetingen van de pomp

Breedte	212 mm
Hoogte	204 mm
Diepte + container	146 mm

**Gewicht van de pomp** 2,2 kg

### Druk

-10mmHg tot -120mmHg

### Dimensions de la pompe

Largeur	212 mm
Hauteur	204 mm
Profondeur + conteneur	146 mm

**Poids de la pompe** 2,2 kg

### Pression

-10mmHg à -120mmHg